



SAUBERN



Osmose Reversa Standard COM
CARRINHO DE PRE-TRATAMENTO

“Garantimos soluções que aumentam a qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal.”



OSMOSE REVERSA STANDARD COM CARRINHO DE PRE-TRATAMENTO

Operação em Pressão Nula

Dupla bomba construída em material inoxidável e com capacidade de operar com baixa pressão.



RESISTENTE

Estrutura e Revestimento externo em aço inoxidável
Resistente ao impacto e corrosão



FÁCIL OPERAÇÃO

Água tratada com apenas um toque.



FÁCIL VISUALIZAÇÃO

- Condutividade
- Manômetro de pressão
- Alarmes visuais



Bivolt
(127/220V)



COMPACTA
Fácil de transportar

COMPACTA

RODAS DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO E COM FREIOS



ESPECIFICAÇÕES

Altura:	99,0 Cm	Voltagem:	Bivolt (127/220V)
Largura:	76 Cm	Potência:	150 VA
Profundidade:	79,0 Cm	Produção de água:	120 L/H (ajustável de acordo com a necessidade do cliente)
Peso:	97 kg	Alarmes:	Condutividade alta Falta de água
Produto químico:	Desinfecção com ácido peracético Lavagem química: Hidróxido de sódio e ácido cítrico		

SUA ÁGUA TRATADA EM ETAPAS

FILTRO DE
POLIPROPILENO



RETENÇÃO DE PARTÍCULAS SUSPENSAS NA ÁGUA

1

FILTRO DE
CARVÃO ATIVADO



AUTONOMIA NA RETENÇÃO DE CLORO
E MATÉRIA ORGÂNICA

2

ABRANDADOR



RETENÇÃO DE 100% DE CÁLCIO E
MAGNÉSIO PRESENTE NA ÁGUA

3

FILTRO DE
POLIPROPILENO



RETENÇÃO DO RESTANTE DAS PARTÍCULAS
SUSPENSAS NA ÁGUA

4

MEMBRANA DE
OSMOSE REVERSA



RETENÇÃO:
>95% DE SAIS DISSOLVIDOS
>99% BACTÉRIAS E PIÓGENICOS

5

FILTRO DE ENDOTOXINA



MEMBRANA DE POLISSULFONA COM
POROSIDADE DE 5 NANO PARA
RETENÇÃO DE ENDOTOXINA.

6

FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

O carvão ativado absorve todo o cloro e matéria orgânica presente na água.



FILTRO ABRANDADOR

A resina garante água sem dureza, aumentando a vida útil da membrana, garantindo a qualidade da água para hemodiálise.





Opcional

Os tanques podem ser utilizados como abrandador, isso permite mais horas de diálise.



120L / H

*AGUA PARA
2 MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE

*PODE HAVER VARIAÇÃO DE ACORDO COM A QUALIDADE DA ÁGUA.



SAUBERN MÉDICA

Rua São José, 2717 - Área Urbanizada II
CEP. 87307-799 - Campo Mourão - PR - Brasil

fone: +55 (44) 3529-1050

saubern@saubern.com.br

www.saubern.com.br