

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Caixa para armazenamento de Dialisadores HEMOBOX



DADOS DO PRODUTO

Nome Técnico do Produto

Caixa para armazenamento de Filtro Dialisador.

Nome Comercial

Hemobox.

Marca e Modelo

SAUBERN, modelo Branco, Azul Claro e Verde Claro.

Finalidade

Armazenar individualmente filtros dialisadores, juntamente com suas linhas de sangue arterial e venosa.

Cores

Branco, Azul Claro e Verde Claro.

Embalagem comercial

Caixa com 10 Hemobox de uma única cor.

Material de fabricação

Fabricado em Polipropileno Natural (PP) pigmentado.

Fabricante

Vivax Indústria e Com. de Equipamentos Ltda.;
CNPJ: 05.161.212/0001-74;
Fabricado no Brasil.

Autorização Funcionamento M.S.

UIW4530WHX73.

Certificado BPF (Boas Práticas de Fabricação)

Nº 0037501/12-2.

Dimensões

Largura: 14 cm;

Altura: 13 cm;

Profundidade: 47 cm;

Peso: 450 gr. (vazio).

REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

Tipo de armazenagem

Deve ser armazenado em prateleiras fabricadas de material com resistência química, plana e lisa.

Espaço necessário

Para armazenar 12 Hemobox:

- 65 cm de largura, 45 cm de profundidade;
- Uma prateleira deve estar 50 cm acima da outra;
- Empilhamento máximo: 3 Hemobox.

RECURSOS ADICIONAIS

Amplio espaço interno

- *Desenvolvido para armazenar filtros dialisadores e suas linhas de sangue (arterial e venosa) em uma mesma embalagem;*
- *Capacidade de armazenar qualquer tamanho de dialisador existente no mercado brasileiro;*

Resistência química

- *Resistente a ácido peracético e hipoclorito de sódio (consultar concentrações).*

Cores por turnos / salas

- *Diferenciação dos pacientes com Hepatite B, Hepatite C e sem Hepatite, pela cor do Hemobox.*

Integridade nas linhas de sangue

- *Hastes internas evitam que alinha de sangue encoste no fundo da caixa, dobrando-as;*

Tampas individuais

- *Possibilita levar o dialisador até a máquina de hemodiálise em um recipiente fechado.*

Cantos arredondados

- *Reduz a proliferação de bactérias, facilitando a limpeza interna e externa com cantos arredondados.*

*Organizador vendido separadamente.

