

Osmose Reversa

PURA-2




SAUBERN



“Garantimos soluções que aumentam a qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal.”



SAUBERN



DEMONSTRA A EFICIÊNCIA DAS MEMBRANAS
Monitora a taxa de rejeição salina das membranas com duplo condutivímetro digital

MEMBRANAS DE ALTA REJEIÇÃO SALINA
> 95% de sais dissolvidos
>99% bactérias e pirogênicos

TUBOS E CONEXÕES DE ALTA DURABILIDADE
Tubo de U-PVC Schedule 80



SISTEMA EM REDUNDÂNCIA
Operação em modo:
- Automático
- Manual

ALARMES
- Baixa pressão de alimentação
- Falha na válvula de entrada de água
- Falha na(s) bomba(s) do pré-tratamento
- Falha na bomba de osmose reversa
- Condutividade alta

PAINEL INTUITIVO
DEMONSTRA:
- Reservatório de água tratada em nível alto
- Bomba de alimentação ativada
- Bomba de alta pressão ativada
- Válvula de Alimentação aberta
- Válvula Auto-Flush ativado
- Pré tratamento em Regeneração

DURABILIDADE
Bombas e componentes das melhores marcas globais.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	PURA-2	Material do Chassi:	Aço inox 304
Dimensões (A x L x P):	Até 1000L/hora: 141 cm x 61 cm x 67 cm. >1000 L/hora: 165 cm x 78 cm x 84 cm.	Condutividade:	Condutidade da alimentação e permeado demonstrada no display
Tensão de alimentação:	Corrente trifásica - 3 ~ 220V / 380 V~; (Configurável durante a fabricação).	Medidores de vazão:	- permeado - rejeito - recirculação do rejeito
Potência:	3000 VA	Manômetros:	- pressão de alimentação - pressão entrada das membranas - pressão do rejeito - pressão do permeado
Produção máxima de água para hemodíalise:	250 a 3750 L/hora* *Os valores podem variar em função das condições da água da alimentação, pressão de operação e quantidade das membranas da O.R.	Taxa de recuperação:	Até 75% no primeiro passo* Até 90% no segundo passo* *Os valores podem variar em função das condições da água da alimentação

QUALIDADE e SEGURANÇA no tratamento de água



Osmose Reversa RR
SISTEMA DE
REAPROVEITAMENTO
DE REJEITO



AQUA SAFE
MONITORE REMOTAMENTE SEU
TRATAMENTO DE ÁGUA



SAUBERN MÉDICA

Rua São José, 2717 - Área Urbanizada II - 87307-799
CEP. 87307-799 - Campo Mourão - PR - Brasil

fone: (44) 3529-1050
vendas@saubern.com.br
www.saubern.com.br