

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

## Caixa para armazenamento de Dialisadores HEMOBOX



### DADOS DO PRODUTO

**Nome Técnico do Produto**

Caixa para armazenamento de Filtro Dialisador.

**Nome Comercial**

Hemobox.

**Marca e Modelo**

SAUBERN, modelo Branco, Azul Claro e Verde Claro.

**Finalidade**

Armazenar individualmente filtros dialisadores, juntamente com suas linhas de sangue arterial e venosa.

**Cores**

Branco, Azul Claro e Verde Claro.

**Embalagem comercial**

Caixa com 10 Hemobox de uma única cor.

**Material de fabricação**

Fabricado em Polipropileno Natural (PP) pigmentado.

**Fabricante**

Vivax Indústria e Com. de Equipamentos Ltda.;  
CNPJ: 05.161.212/0001-74;  
Fabricado no Brasil.

**Autorização Funcionamento M.S.**

UIW4530WHX73.

**Certificado BPF (Boas Práticas de Fabricação)**

Nº 0037501/12-2.

**Dimensões**

Largura: 14 cm;

Altura: 13 cm;

Profundidade: 47 cm;

Peso: 450 gr. (vazio).

### REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

**Tipo de armazenagem**

Deve ser armazenado em prateleiras fabricadas de material com resistência química, plana e lisa.

**Espaço necessário**

Para armazenar 12 Hemobox:

- 65 cm de largura, 45 cm de profundidade;
- Uma prateleira deve estar 50 cm acima da outra;
- Empilhamento máximo: 3 Hemobox.

### RECURSOS ADICIONAIS

Amplio espaço interno

- Desenvolvido para armazenar filtros dialisadores e suas linhas de sangue (arterial e venosa) em uma mesma embalagem;
- Capacidade de armazenar qualquer tamanho de dialisador existente no mercado brasileiro;

Resistência química

- Resistente a ácido peracético e hipoclorito de sódio (consultar concentrações).

Cores por turnos / salas

- Diferenciação dos pacientes com Hepatite B, Hepatite C e sem Hepatite, pela cor do Hemobox.

Integridade nas linhas de sangue

- Hastes internas evitam que alinha de sangue encoste no fundo da caixa, dobrando-as;

Tampas individuais

- Possibilita levar o dialisador até a máquina de hemodiálise em um recipiente fechado.

Cantos arredondados

- Reduz a proliferação de bactérias, facilitando a limpeza interna e externa com cantos arredondados.

\*Organizador vendido separadamente.



**SAUBERN MÉDICA**

Rua São José, 2717 - Área Urbanizada II - 87307-799  
CEP. 87307-799 - Campo Mourão - PR - Brasil

fone: (44) 3529-1050  
vendas@saubern.com.br  
www.saubern.com.br